



ALQUILER SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE 1 MES

Disponemos de una silla eléctrica plegable de Alquiler Q50 de Sunrise. Una solución ideal para periodos cortos de tiempo o para probar este tipo de silla antes de comprarla.

[Saber Más](#)

Referencia: 8689

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ALQUILER DE AYUDAS TÉCNICAS](#)

Etiquetas: [Alquiler](#)

Descripción

Ofrecemos la posibilidad de alquilar sillas de ruedas eléctricas (consultar disponibilidad). Condiciones: 300 € depósito 150 € quincena 200 € alquiler al mes Entrega a domicilio en proximidades según presupuesto y urgencia. En general disponemos de una silla q50: CARACTERISTICAS STANDARD Q50R Tipo de armazón: Plegable Longitud total: Min 86,5 cm, Máx 109 cm Anchura de asiento: 43 cm (anchura de cojín) Altura de asiento: 50 cm (sin cojín) Profundidad de asiento: 45 cm (profundidad de cojín) Altura de respaldo: 45 a 55 cm Altura de reposabrazos: 27 cm desde la base del asiento Ruedas delanteras: 8" macizas Ruedas traseras: 12" macizas Colores: 3 colores de detalles: rojo, verde y azul Velocidades: 6 Km/h Baterías: 30 Amp de Litio Pendiente máxima: 8º Bordillos máx: 5 cm Tracción: Trasera Luces e indicadores: No Electrónica: VSI original de Curtiss&Wright Peso desde: 29,5 kg (sin batería, cojín, ni respaldo) Peso total: 37,5 kg (31,8 kg sin batería) Peso máx usuario: 136 kg