



ANDADOR ARA C AZUL 5015 FORTA

Caminador con asiento ARA C de forta. Caminador ligero y resistente de fabricación nacional con asiento.

[Saber Más](#)

Referencia: 4310

Precio: €101.48

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Financiable con receta PAO Catsalut Disponible en otros colores. Si desea un color diferente, puede indicarlo en observaciones del pedido. - Disponible en siete colores distintos: AZUL, NEGRO, SALMON, VERDE ESMERALDA, CORAL, VAINILLA - Fabricado en aluminio y termoplástico. - Empuñaduras ergonómicas y regulables en altura. - Plegable. - Ruedas dobles fijas delanteras. Medidas: Alto graduable: 83-95 cm largo: 66 cm Ancho 57 cm Ancho interior: 39 cm Alto asiento: 57,5 cm Peso : 2,95 kg Capacidad: Hasta 150 Kg