



# ANDADOR ALUMINIO MAGNUM TOTALCARE FRENO COLOR

Rollator Magnum compacto y fácil de plegar. Con ruedas grandes y razonablemente ligero.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 11946

**Precio:** €145.00 El precio original era: €145.00. ~~€139.00~~ El precio actual es: €139.00.

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Características: robusto y bien fabricado ancho de asiento 41 cm 25 cm de profundidad Bolsa bandolera incluida Ancho total 56 cm Ancho entre ruedas traseras 50 cm Profundidad total 65,5 cm Alto total (regulable) 80 - 96,5 cm Medidas plegado Ancho plegado 24 cm Alto total plegado 80 cm Profundidad plegado 65,5 cm Peso total 7,90 kg Peso máximo soportado 136 kg También existe versión Gris claro