

# ANDADOR ALUMINIO PLEGABLE FORUM GRIS

Andador y carro de compra con gran cesta.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16718

**Precio:** €195.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)



## Descripción

Innovador andador y carro de compra Forum. Combina practicidad, elegancia y funcionalidad para facilitar tu día a día. Cuenta con una ingeniosa cesta plegable que, al abatir el asiento, se transforma en una doble cesta, similar a un carro de compra tradicional, con una capacidad de hasta 49 litros. El andador y carro de compra Forum destaca por su diseño ultracompacto, con un ancho total de solo 53 cm y una profundidad de 67 cm. Gracias a sus dimensiones reducidas, su peso ligero de 8,5 kg y las ruedas delanteras dobles giratorias, ofrece una maniobrabilidad excepcional tanto en interiores como en exteriores.