

# ANDADOR CARRITO DE LA COMPRA SHOPPING R2218



Caminador rollator carrito de la compra shopping. Diseño discreto, permite hacer la compra, repartir el peso y ser conducido y frenado con una sola mano.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4047

**Precio:** €169.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Rollator carrito de la compra. Ideal para personas que no necesitan un rollator convencional, pero quieren una ayuda para caminar por la calle y poder sentarse en caso de ser necesario. Disponible en color negro. Puede graduarse la altura del puño y el freno puede bloquearse para sentarse con seguridad. Las características son las siguientes: Fabricado en acero. Plegable Peso del artículo: 5,8 Kg Peso máximo: 80 kg Peso máximo de la cesta: 15 kg Medidas: 52 x 50 x 84 Regulable en altura: 84 a 94 cm Referencia: 2218 Categorías: Andadores, Exterior, Movilidad Etiquetas: andadores, caminar, carrito de la compra, compra