



# ANDADOR FIBRA DE CARBONO ULTRALIGERO ACRE CON BOLSA COLOR

Caminador rollator ultraligero de fibra de carbono con freno de empuñadura y diseño innovador. Disponible en varios colores, destaca por sus buenos acabados y ligerísimo peso.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16742

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Incluye bolsa "weekend bag". Fabricado en fibra de carbono (ultraligero), sólo 4,8kg. Fabricación robusta y de gran calidad: Características: -Ultraligero -Empuñadura anatómica "hacia adelante" plegable con una sola mano - Ruedas PU alta absorción de impactos -Muy manejable (radio de giro pequeño) -Apto para terrenos irregulares - Disponible en 5 colores diferentes disponible versión especial reforzada, más grande y con capacidad para usuarios de hasta 150 kg Medidas: Peso: 4,8 kg Peso máximo: 130 kg Ancho: 63 cm alto puños: 80-95 cm altura de asiento: 60 cm diámetro ruedas: 20 cm