

ANDADOR INFANTIL POSTERIOR COCODRILE R82 TALLA



Andador trasero pediátrico Cocodrile R82. Pensado para ayudar a los más pequeños con dificultades en la movilidad, a ponerse de pie y caminar. Caminador ligero y muy fácil de maniobrar. Muy ajustable según las necesidades del pequeño/a.

[Saber Más](#)

Referencia: 11449

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [MOVILIDAD INFANTIL](#)

Descripción

La estructura del caminador es de aluminio. Las asas son ajustables en anchura y altura, las cuatro ruedas son macizas, las ruedas delanteras son giratorias con direccionador, freno de fricción ajustable en las ruedas traseras, sistema antirretroceso on/off. Características: Color: Amarillo (talla 1) Altura suelo-empuñadura: 42-56 cm Altura usuario: 1,15 m Carga máxima: 30 kg Longitud: 72 cm Anchura: 62 cm Longitud plegado: 72 cm Anchura plegado: 62 cm Altura plegado: 31 cm Radio de giro: 100 cm Peso: 5,5 kg Accesorios (no incluidos en el precio): - Frenos de mano - Soporte para antebrazo con empuñadura - Posicionador almohadillado para antebrazos - Soportes de cadera - Soporte posterior - Asiento - Calzon - Tope para manos - Bolsa para objetos - Ruedas antivuelco pivotantes - Asa para el asistente Producto financiado por el CatSalut a través de una receta PAO. Para cualquier pregunta no dudéis en contactar con nosotros.