



ANDADOR ROLATOR KANGURO F1 FORTA FRENO MANO

Rollator de exterior forta kanguro f1 con freno de mano. Caminador ligero y robusto de fabricación nacional.

[Saber Más](#)

Referencia: 4096

Precio: €130.42

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Especificar color en observaciones del pedido: azul, pistacho, naranja o gris Características: - Fabricado en aluminio. - Disponible con fundas de asiento de color naranja, pistacho, azul o gris. - Frenos de maneta para ruedas traseras. - Empuñaduras de goma y regulables en altura. - Ocho ruedas de 150 mm. - Dobles ruedas delanteras giratorias. - Respaldo acolchado. - Plegable. - Cesta porta-objetos. Medidas: Ancho total: 57 cm Altura puños: 85-96 cm Largo: 64,5 cm Altura asiento: 55 cm