



# ANDADOR ROLLATOR ALUMINIO CON FRENO PRESION ZEN AD163 AYUDAS

Rollator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar. Freno por presión en los puños. Incorpora un cómodo asiento acolchado regulable en altura.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16494

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

La nueva gama ZEN de rollators y andadores super estrechos con asiento regulable en altura ofrece una solución ideal para aquellos que buscan movilidad, comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos. Estos modelos están diseñados para ser más compactos, permitiendo maniobrar fácilmente en pasillos estrechos, puertas, etc. Asiento ajustable en altura: Se adapta a diferentes estaturas, proporcionando comodidad y seguridad. Ligereza y resistencia: Materiales de alta calidad que aseguran durabilidad sin comprometer el peso. Super estrecho, solo mide 56 cm de ancho total. Ligero y fácil de plegar. Fabricado en aluminio, tan solo pesa 6 Kg. Los frenos se accionan simplemente presionando las empuñaduras del rollator. De esta manera el usuario puede frenar sin necesidad de presionar una maneta convencional de freno. Al sentarse en el rollator, con el simple peso del usuario el rollator queda frenado.