



# ANDADOR ROLLATOR RIVOLI FRENO PRESION COLOR BURDEOS 1620AN91U

Caminador Rivoli con freno a presión. Se frena al apoyarse fuertemente en los puños. Ruedas delanteras de unos 13 cm de diámetro, más grandes que las de otros caminadores similares. Rollator fabricado en aluminio.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2299

**Precio:** €125.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

ANDADOR ROLLATOR FRENO PRESIÓN RÍVOLI 1620AN MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS + Andador de aluminio plegable con asiento + Sistema de frenado por presión. + Altura ajustable de 82'5 a 95.5 cm + peso máximo soportado: 110 kg. + Ancho 62,5 cm + Ancho asiento 45 cm + Altura de las manetas ajustable. + Respaldo acolchado + Color: azul o burdeos (fotografía del color burdeos, imagen de color burdeos no disponible) + Peso: 5.6 kg