



# ANTEQUINO BOXIA AB01 ORLIMAN

Ortesis elástica antiequino BOXIA. Evita la extensión del pie en pies equinovaros flexibles mediante tensores ajustables al calzado.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1387

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ORTESIS DE PIE Y TOBILLO](#)

## Descripción

Al requerir prescripción y adaptación personalizada, este artículo no admite venta online. El dispositivo Boxia® consta de 2 componentes, una cincha supramaleolar por encima de los maléolos y un soporte de unión, antideslizante, para fijar entre la lengüeta y los cordones del calzado por medio de un anclaje central tipo gancho (requisito indispensable: calzado tipo cordonera). Ambas partes se unen gracias a un elástico para la tracción, regulable, para una mayor o menor flexión. En la zona posterior de la cincha incluye un almohadillado interior en gel para un mayor confort en el tendón de Aquiles, y en la zona del empeine se encuentra forrada para evitar fricciones y compresiones no deseadas. Tallas: medir contorno tobillo en cm: XS/0 13-17 cm S/1 17-21 cm M/2 21-25 cm L/3 25-29 cm