

# APARATO CORTA UÑAS NAILMAID

Aparato ideal para cortar y limar uñas. En especial para personas mayores y necesidades especiales.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6433

**Precio:** €75.00

**Categorías:** [OTRAS AYUDAS PARA LA HIGIENE](#)



## Descripción

El Nailmaid es una herramienta única para limar uñas. El dispositivo no tiene bordes afilados y giratorios peligrosos. La Nailmaid funciona con baterías y al encender el Nailmaid el disco comienza a girar. Al colocar la uña en la ranura encima del disco, se lima la uña. Cuando el disco ya no lima su uña, mueva el dedo a la siguiente ranura y repita el proceso para acortar aún más la uña. Para personas mayores y necesidades especiales.