



# APARATO MAGNETOTERAPIA GLOBUS MAGNUM XL

Aparato de magnetoterapia de la prestigiosa marca GLOBUS para uso doméstico. Fácil de usar y con programas específicos para diferentes patologías.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4512

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)

## Descripción

Globus Magnum XL Aparato para magnetoterapia a campos magnéticos pulsados de baja frecuencia. DIFUSOR DE NUEVA GENERACION: permite tratar las patologías en modalidad profunda o superficial gracias a su especial difusor nacido de la investigación Globus con la colaboración de los más importantes estudios de fisioterapia. Permite tanto el tratamiento de superficies extensas como la espalda, como de las superficies pequeñas como la muñeca. 26 Programas: 16 Salud-Rehab, 10 Estética-Fitness, 1 Prog.Libre. Aplicaciones específicas: - Tratamientos ortopédicos - Tratamientos musculares - Tratamientos óseo-tendinosos - Acción anti envejecimiento tejidos Lista de programas: SALUD-REHAB Fracturas Manguito Rotador Túnel carpiano Osteoartritis cervical Dolor de espalda Retraso Consolidación Fractura Osteoporosis Fractura muñeca Fractura hombro Fractura antebrazo Fractura tibia Artrosis Osteoartritis mano Osteoartritis cadera Osteoartritis hombro Osteoartritis columna ESTÉTICA-FITNESS Drenaje Celulitis Estados edematosos Tratamientos piernas pies hinchados Tratamientos reactivantes Tratamientos tonificación tejidos Acné Cicatrices Arrugas faciales Estrias CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - POTENCIA GAUSS: 400 Gauss de Pico (200 x 2 canales); 140 Gauss Medios (70 x 2 canales); Potencia regulable con step de 5 - CANALES DE SALIDA: 2 canales - FRECUENCIA REGULABLE: de 5 a 200 Hz - ALIMENTACION: red 220V - DIFUSORES en dotación: 1 en tejido dimensiones alrededor de 30 x 10 cm. Este especial difusor, patentado, permite tanto la superposición como la oposición del campo electromagnético - DIFUSORES opcionales: en goma, higienizable, dimensiones 12,5 x 11,5 cm - PANTALLA: una amplia y luminosa pantalla gráfica permite visualizar todos los parámetros, y la sencillez de los comandos hace al aparato completo y fácil de utilizar Dispositivo en Clase II A Conforme a la directiva 93/42/CEE-2007/47/CEE Contenido de la caja: - 1 estuche - 1 difusor Móbido Flexible y Extensible (largo min. 30, max. 40 x ancho 10 cm) - 1 unidad magnetoterapia Magnum XL - 1 alimentador - 1 manual de uso Magnum XL