

ARNES ABDOMINAL Y PIEZA PERINEAL 1005 ORLIMAN

Cinturón con banda perineal para sujeción a silla o butaca Orliman 1005. Evita el deslizamiento hacia abajo en la silla o butaca.

[Saber Más](#)

Referencia: 5472

Precio: €34.50

Categorías: [SUJECCIÓN Y POSICIONAMIENTO](#)



Descripción

Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster) Posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico con cincha perineal que a la vez que sujeta al paciente a la silla de ruedas u otro sistema de descanso (silla/ sillones) - Atención, para una butaca es necesario que el respaldo sea abierto por detrás, si no fuera así, contactenos para valorar alternativas. Permite plena libertad de movimiento de la zona torácica. Disponible en dos medidas: (medir contorno abdominal de la persona + el asiento) talla 1: 94-182 cm talla 2: 104-192 cm