



ASIDERA DE TACTO SUAVE 30CM PRIMA AD605A

Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable.

[Saber Más](#)

Referencia: 16784

Precio: €19.00

Categorías: [BARRAS DE BAÑO](#)

Descripción

Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable. De aspecto atractivo y de tacto blando y cálido. Ranuradas para facilitar un buen agarre incluso con las manos enjabonadas. Los tornillos quedan ocultos con un embellecedor. Disponibles en dos largos: 30 y 45 cm. Modelo Largo total AD605A 30 cm AD605B 45 cm