



# ASIENTO ABATIBLE COMPACTO Y ACOLCHADO DE PARED AD528

Asiento abatible para ducha con asiento acolchado. Disponible en 2 tallas. Peso máximo usuario: 150kg.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15602

**Precio:** Desde: €130.00

**Categorías:** [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

## Descripción

Ofrecen una solución, compacta y confortable para el usuario en duchas de dimensiones reducidas. Fabricado en plástico de polipropileno y aluminio. Asiento acolchado de tacto suave que se puede desmontar para facilitar su limpieza. Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidad en la superficie de la ducha (+/- 13 mm). Disponibles en dos medidas. NOTA: Los asientos deben ser instalados en un pared firme y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su elección así como la instalación del asiento debe ser llevada a cabo con personal cualificado para ello. Recomendamos utilizar tornillería de acero inoxidable. La carga máxima depende de la correcta instalación, elección de los anclajes y del estado de la pared, por eso no recomendamos el tipo de tacos ni especificamos la carga máxima. Modelo Reducido: ANCHO 34 cm ALTO REGULABLE 48 - 61 cm FONDO 26 cm FONDO TOTAL 37 cm PLEGADO 15 cm Modelo Estandar: ANCHO 41 cm ALTO REGULABLE 48 - 61 cm FONDO 32 cm FONDO TOTAL 42 cm PLEGADO 15 cm 15 cm