



ASIENTO WC GRANDES PESOS AD517 EXTRA GRANDE

Asiento de WC extra grande para grandes pesos bariátricos. Para aquellas personas que requieren un asiento de mayores dimensiones cuando utilizan el WC este asiento tiene un 75% más de superficie que los asientos standard. Dimensiones generosas, 48 x 48cm

[Saber Más](#)

Referencia: 1101

Precio: €350.00

Categorías: [WC GRANDES PESOS](#)

Descripción

Para aquellas personas que requieren un asiento de mayores dimensiones cuando utilizan el WC este asiento tiene un 75% más de superficie que los asientos standard. Dimensiones generosas, 48 x 48 cm con una apertura de orificio de 29 x 22 cm. La tapa es muy resistente y puede utilizarse como asiento. Bridas de acero inoxidable aseguran el asiento a la porcelana del WC sin necesidad de herramientas.