

# BARANDILLA ABATIBLE UNIVERSAL AD955 AYUDAS 1 UNIDAD



Barandilla abatible para cama AD955 una unidad. Barandilla robusta y abatible fabricada en acero con bloqueo. Tres barras para prevenir caídas de la cama. Instalación casi universal gracias a sus herrajes.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 362

**Precio:** €74.00

**Categorías:** [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

## Descripción

Venta por unidades, la misma barra sirve para lado derecho e izquierdo. Medidas barandilla: largo: 145 cm alto: 42 cm medida barra lateral en la que tiene que ir collado: ancho máximo 3.5 cm alto barra: entre 4 y 6,5 cm