



## BARRA ABATIBLE WC CON PIE OPTIMA AD503D

Barra abatible ETAC AD503D. Barra de baño abatible para colocar junto al WC y facilitar la incorporación del inodoro. Se puede plegar para facilitar el acceso lateral al WC desde una silla de ruedas.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1692

**Precio:** €62.00

**Categorías:** [BARRAS DE BAÑO](#)

### Descripción

Barra abatible con pata. Diseño ergonómico de ETAC. Placa a la pared: 11 x 11 cm Fijada con 4 tornillos. (no incluidos, su elección depende del tipo de pared) LARGO: 73.5 CM ALTO: 80 cm