



# BASTON CUADRIPODE AYUDAS AD474

Bastón cuadrípode fabricado con aluminio de color dorado. Es regulable en altura. Indicado para mejorar la estabilidad y especialmente indicado para personas que sólo pueden utilizar una mano (ictus).

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4824

**Precio:** €57.02

**Categorías:** [BASTONES Y MULETAS](#)

## Descripción

Fabricado en aluminio. Peso: 850g Peso máximo: 100 kg Medida de puño a suelo: 70 - 92 cm Base: 23,5 x 26 x 34,5 x 26 cm Financiable a través de CATSALUT