



BASTON SILLA ASIENTO PLEGABLE SUCESORES 863

Bastón con asiento, regulable en altura. Fabricado en aluminio con asiento de plástico.

[Saber Más](#)

Referencia: 15866

Precio: €37.00

Categorías: [BASTONES Y MULETAS](#)

Descripción

Bastón con asiento plegable. Estructura de aluminio, empuñadura y asiento de plástico. Cuenta con tres puntos de apoyo. Sirve para facilitar la marcha, aumentando la estabilidad, y disminuir el cansancio o carga al caminar sobre las extremidades inferiores, ya que permite descargar el peso de la pierna afectada. Patas regulables en altura. Soporta un peso máximo de 100kg.