



# BRAGUERO UMBILICAL INFANTIL TALLA UNICA OP1160

Braguero umbilical infantil para contención de hernia umbilical. Es acolchado y transpirable.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6348

**Precio:** €19.50

**Categorías:** [ORTESIS INFANTILES](#)

## Descripción

El braguero umbilical infantil esta fabricado con foam licra-velour acolchado y transpirable. La banda es más ancha en la parte anterior y en ella se encuentra una almohadilla de silicona circular con la que se presiona sobre la hernia, con el fin de conseguir una correcta contención de la misma. Perímetro máximo: 45 cm