



# BUTACA INCORPORADORA TIMO P0320 DOS MOTORES

Butaca incorporadora de 2 motores. Disponible en color arena o color azul. 2 motores. Función relax. Función verticalizador 4 ruedas Ø 50 mm, 2 con freno. Manija operador. Acolchado lateral extraíble. Reposabrazos extraíbles

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15010

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [BUTACAS Y SILLONES](#)

## Descripción

Sillones elevables, pensados para el relax y el reposo de la persona. Respaldo y asiento con relleno de densidad diferenciada, estudiados expresamente para mantener una posición correcta. Estructura de acero pintado, tejido técnico, antimancha e hidrófugo. Con dos motores independientes que permiten inclinar el respaldo y el reposapiés por separado, permitiendo la regulación en varias posiciones, para leer, mirar televisión, relajarse o digerir. Los sillones están dotados de la función levantapiés, gracias a un motor que permite levantar a la persona. Con este dispositivo de elevación, la persona sentada es acompañada hasta una posición casi erguida y ayudada a ponerse de pie. Las regulaciones de las posiciones del respaldo y del reposapiés se efectúan con un mando a distancia dotado de cuatro teclas, de uso fácil.