

# CABESTRILLO TRANSPIRABLE C43 ORLIMAN

Cabestrillo transpirable c 43 orliman, disponible en varias tallas y colores. Se le puede incorporar una cincha para mejorar la inmoviliación del hombro.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1854

**Precio:** €19.50

**Categorías:** [ORTESIS DE HOMBRO](#)



## Descripción

Fabricado con tejido transpirable de panal en forma de bolsa para codo y antebrazo. Dispone de una banda de ajuste que permite regular la altura del brazo con almohadilla protectora de hombro en neopreno. Incluye una cincha con cierre de velcro para mantener el hombro inmovilizado. Modelos disponibles: C-43A: Azul Efectos: Contiene y estabiliza la articulación escapulo humeral. Indicaciones: Subluxaciones de la articulación escapulo humeral. Cuando nos interese descargar la articulación del hombro. TALLAS S/1 M/2 L/3 LONGITUD CM 42