



# CAMA ARTICULADA CON CARRO ELEVADOR, BARANDILLAS Y TRAPECIO RIVER EA 401/R CON COLCHÓN VISCOELÁSTICO Y FUNDA SANITARIA

Cama articulada completa RIVER con carro elevador. Incluye barandillas, trapecio, cabezal y pie de cama. Ruedas con frenos incorporados. Gran espacio bajo la cama que permite el uso de gruas.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1858

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMAS ARTICULADAS](#)

## Descripción

Cama articulada completa RIVER con carro elevador. Incluye barandillas, trapecio, cabezal y pie de cama. Ruedas con frenos incorporados. Gran espacio bajo la cama que permite el uso de gruas. medidas: total: 101cm - 216 cm superficie colchón: 90 x 200 cm altura: graduable 40-80 cm ajuste respaldo: 0º-75º ajuste piernas: 0º - 40º Peso total: 95 kg Peso máximo usuario: 185 kg IMPORTANTE: El precio de esta cama sólo incluye el montaje en Area metropolitana de Barcelona. Para otros destinos puede incluir sólo el transporte hasta "puerta calle" (Si necesita el servicio d emontaje, contáctenos y elaboraremos un presupuesto personalizado.