

CAMA ARTICULADA ECOFIT 90X190 CM CON COLCHON VISCO ECO INCLUIDO DE GERIALINE



Kit de cama articulada por columnas completo, colchón y montaje básico

[Saber Más](#)

Referencia: 7540

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

- Kit desmontable y autoportante. Montaje básico incluido en Premià de Mar y alrededores. • Compuesto de cama + elevador + cabecero/ piecero, barandillas deslizables de madera e incorporador + colchón viscoelástico antiescaras con funda sanitaria de poliuretano. • Lecho articulado eléctrico de 4 planos. • Elevación eléctrica entre 37 y 80 cm. mediante sistema de doble columna. • 4 Motores con funcionamiento a baja tensión, doble aislamiento y pila para bajada de emergencia (vuelta a 0). • Mando a distancia por cable para el control de todas las funciones. • Motorización con grado de protección IPX4. • Accionamiento complementario manual del tramo de piernas mediante cremallera. • Alojamiento para incorporador (incluido) en las esquinas del cabecero. • Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles (distancia de seguridad). • Arquillos sujetacolchón. • Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad. • Espacio inferior totalmente libre para facilitar el acceso de grúas.
- Dotado de 4 ruedas de 100 mm con frenado total independiente. • Incorporador (máx 80 kg). • Cabecero y piecero en madera de haya barnizada, dotados de guías de aluminio para el deslizamiento de las barandillas. Bloqueo mediante doble pulsador. • Dimensiones del colchón: 85 / 90 x 190 cm. • Dimensiones exteriores: 102 x 214 x 80 /123 cm. • Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 30º / piernas -25º a 0º en 4 pasos mediante cremallera. • Peso máximo de usuario: 135 kg. • Peso máximo admisible: 170 kg. OPCIONES • Posibilidad de barandillas de aluminio anodizado ACCESORIOS (no incluidos) • Portasueros