



CAMA ARTICULADA FORMOSA EA INSTALADA A DOMICILIO PATAS GRADUABLES EN ALTURA MEDIDA

Cama articulada de varias medidas. Montaje incluido sólo en Barcelona y alrededores. Para otros destinos, consultar precio y disponibilidad. Cama de 4 planos ideal para usar junto a un buen colchón antiescaras

[Saber Más](#)

Referencia: 1753

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

Incluye montaje sólo en Mataró y alrededores. Somier eléctrico con cuatro planos y tres articulaciones. La regulación de los planos se hace de forma sencilla a través de un mando a distancia. Los planos del somier previenen al paciente de las escaras. Las lamas son de madera. La cama Formosa, de serie, viene con el motor para las articulaciones y las patas estándar. A partir de aquí, podemos añadir a este somier diferentes extras: - Carro elevador. -Cabezales de madera. -Patas con ruedas. -Patas regulables en altura. -Tracpecio de cama.