

CAMA ARTICULADA PATAS GRADUABLES 190 X 90 GALA2

Cama articulada GALA 2. Ideal para combinar con colchón polyplot

[Saber Más](#)

Referencia: 7557

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)



Descripción

Cama articulada eléctrica de uso asistencial hospitalario y domiciliario, con patas de 50 mm de diámetro y regulable en altura de 36 a 57 cm. Somier articulado eléctrico de 90x190cm, de 4 planos y 3 articulaciones (tronco y piernas). Estructura del somier fabricada en acero con recubrimiento de pintura en epoxi, de alta calidad y de gran resistencia a la corrosión Láminas del somier fabricadas en madera de haya. Motor con sistema de seguridad que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en caso de corte de suministro eléctrico. El accionamiento de todas las articulaciones se realizan desde el mismo mando con cable de sencillo manejo. peso máximo admisible 170 kg Medida 90 x 190 Altura graduable de 36 a 57 cm