

CAMA MATRIMONIO ARTICULADA CON CARRO ELEVADOR DIVISYS



Cama articulada con carro elevador de matrimonio, con dos somieres diferenciados y elevación conjunta. Variedad de opciones estéticas y funcionales a escoger. Dos anchos disponibles: L: 140 cm, XL: 160 CM

[Saber Más](#)

Referencia: 3800

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

NOTAS IMPORTANTES SOBRE ESTA CAMA: Debido a las dimensiones de esta cama, siempre hay que hacer unas mediciones de los accesos a la vivienda para asegurar que se pueda realizar el montaje. Por eso, nuestra web no permitirá finalizar la compra de este artículo. Si le interesa esta cama, póngase en contacto con nosotros para poder configurarla de forma adecuada y asegurar que se pueda montar, así como establecer un plazo de entrega. El precio es para la cama sin colchón, SIN embellecedores y sin Cabecero ni pie de cama. MONTAJE NO INCLUIDO Y PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO 6 SEMANAS (SE FABRICA BAJO PEDIDO) Características: Dos anchos disponibles: L: 140 cm XL: 160 CM Carro elevador de altura variable 34 a 74 cm Ancho 160 cm o 140 cm - Longitud 200 cm Dos elevadores de respaldo eléctricos Elevadores de piernas eléctricos con plegado de rodillas Somiers divisibles Plano de acostado con láminas metálicas soldadas 4 ruedas Ø 100 mm con freno independiente Toma equipotencial 2 mandos con función bloqueo Peso máximo paciente 135 kg por somier. Total 270 kg