



# CAMINADOR AIR DE FORTA COLORES VARIADOS

El caminador Air de Forta es de fabricación nacional y está fabricado en aluminio. Ideal para utilizar en interiores debido a su poca anchura. Plegado muy fácil y ocupando poco espacio.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6589

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

El caminador Air de Forta de fabricación nacional es un caminador robusto y muy ligero fabricado en aluminio. Muy maniobrable por interiores ya el ancho máximo es de 48,5cm. Con empuñaduras ergonómicas y graduables en altura. Plegable para su transporte o para guardarlo ocupando poco espacio. Además, una vez plegado queda sostenido de pie sin necesidad de apoyarlo en ningún sitio. Posibilidad de incorporar accesorios: ruedas basculantes, cesta, mesa... Colores disponibles: azul, esmeralda, coral, salmón, vainilla, pistacho y negro. Consultar disponibilidad de colores. Características: Alto: 85 a 91 cm Largo: 56 cm Ancho: 48,5 cm Largo plegado: 26,5 cm Diámetro de rueda: 15 cm Peso: 2,560 kg Peso máximo usuario: 100 kg