



# CAMINADOR ALUMINIO CON RUEDAS Y TACOS POSTERIORES CON ASIENTO DUBAI EA 146/AP

Caminador con asiento de aluminio financiable a través de receta PAO  
Catsalut. Andador sencillo, ligero y compacto ideal para interior.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4074

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Caminador plegable de aluminio con asiento acolchado fabricado en aluminio. Posibilidad de incorporar ruedas traseras con freno con autobloqueo para un uso más confortable en exteriores. Medidas: ancho total: 50cm (pasa por casi cualquier espacio de interior) altura suelo- asiento: 50cm altura empuñaduras ajustablede: 70-90cm peso andador: 3kg diámetro de ruedas 13 cm Peso máximo soportado: 100 Kg