



CAMINADOR DE EXTERIOR ALUMINIO CON ASIENTO REGULABLE AD152 HI-LOW

Caminador ligero de exterior e interior AD152 con freno a presión, asiento y puños regulables en altura.

[Saber Más](#)

Referencia: 6477

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

El caminador AD152 está frabricado en aluminio, pesando solamente 7 kg, siendode muy fácil plegar para poder guardar y/o transportar. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Presenta asiento y puños regulables en altura, para adaptarse a las distintas alturas de los usuarios. Ancho total: 60 cm Fondo total: 74 cm Alto total: de 76 a 96 cm Altura del asiento: de 42 a 54 cm Carga máxima: 100 kg