



# CAMINADOR EA 195AZ2R CON RUEDAS BASCULANTES

Caminador EA Fly de 2 ruedas de aluminio con 2 ruedas traseras basculantes que permiten su uso en exteriores, Las ruedas traseras frenan automáticamente al ejercer presión (al apoyarse fuertemente)

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1751

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Caminador EA Fly de 2 ruedas de aluminio con 2 ruedas traseras basculantes que permiten su uso en exteriores, Las ruedas traseras frenan automáticamente al ejercer presión (al apoyarse fuertemente) (imagen del caminador sin las ruedas montadas)