

CAMINADOR ROLLATOR TRUST LETS GO COLOR

Caminador Lets go exteriores (plazo de entrega 1 semana aprox)

[Saber Más](#)

Referencia: 7551

Precio: €349.00

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)



Descripción

Let's Go Out es un andador ligero y estable. Pesa solo 6,2 kg. Compacto plegable de hasta 20 cm y fácil de almacenar en espacios más pequeños. Equipado con grandes ruedas delanteras para tomar fácilmente un umbral. Las ruedas traseras tienen guardabarros y protegen la ropa de la suciedad. Incluye asas de goma blanda con sistema de frenos (para frenar o bloquear el andador). Los cables de freno están integrados en el cuadro. Cómodo asiento de cuero sintético. Incluye una práctica bolsa de compras que se puede colocar debajo del asiento. Let's Go Out es el primer andador en tener una suspensión cómoda en las ruedas traseras que absorbe los golpes en carreteras con baches. Los siguientes accesorios están disponibles por separado: una correa en negro o marrón, una bandeja para el asiento y un soporte para bastones que se puede montar en el andador sin herramientas. Largo: 67cm Ancho: 58,5 cm Ancho asiento: 40,5 cm. Altura del asiento: 59,5 cm. Manillas regulables en altura de 78 - 96 cm. Peso: 6,2 kg