



CAMINADOR TIPO CARRO CARLETT SENIOR ASSIST LETT900P

Este carrito de la compra Carlett Lett 900P es un carrito con asiento y frenos incluidos ideal para poder ir de compras de una manera segura y cómoda.

[Saber Más](#)

Referencia: 15434

Precio: €259.00

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Caminador Carlett lett 900P ASSIST SENIOR COMFORT , caminador / carro de la compra. Disponible en varios colores: (imagen en color gris El Carlett let SENIOR COMFORT LETT 900permite salir a comprar con seguridad y con la tranquilidad de poderse sentar en cualquier momento. Ideal para descansar mientras se hace cola o durante el camino y desplazarse con seguridad. Apropiado para personas con alteraciones leves de la marcha y el equilibrio. Disponible en varios colores Características: Freno manual instantáneo Sistema de frenado permanente Porta-paraguas* o bastón Manillar regulable en altura (3 posiciones) Compartimento guarda objetos Asiento acolchado Reflectante de seguridad Interior: Cesta de la compra con asas Ruedas delanteras giratorias ajustables (3 posiciones: giro libre, hasta 90º o fijas)