



# ELECTROESTIMULADOR TENS CEFAR EASY DOLOR ESPALDA

Electroestimulador CEFAR EASY. Aparato electroestimulador TENS de, específicamente diseñado para tratar el dolor agudo o crónico en la zona de la espalda (dorsal y lumbar)

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3197

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)

## Descripción

Cefar easy es un aparato TENS específicamente diseñado para tratar el dolor agudo o crónico en la zona de la espalda. Extremadamente fácil de usar, ideal para uso doméstico y con alimentación a pilas, cuenta con programas ideales para el tratamiento del dolor en esas zonas, con las garantías de calidad del prestigioso fabricante de aparatos de electroestimulación CEFAR. útil para dolores en zona cervical, dorsal y lumbar.

Características: Número de canales: 1 (dos electrodos) Número de programas: 2 programas predefinidos cada zona, espalda y cuello Corriente constante: Hasta una resistencia de Máx. 1.000 ohmios/canal Amplitud máxima: 60 mA Incrementos de intensidad: Mínimo 0,5 mA Duración/amplitud de pulso máximo: 300  $\mu$ s Frecuencia máxima: 80 Hz Fuente de alimentación: 2x1,5 V AA Dimensiones: 52 x 30 x 125 mm Peso: 130 g, batería incluida Clase de seguridad eléctrica: Clase II, Tipo B Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2 Accesorios estándar: Incluye los electrodos. Cable conductor de conexión a presión (2 unidades). Manual de usuario de Cefar Easy (FR-DE-ES-EN-IT-SE-NL-PT). Bolsa Cefar (Negro), 2 canales. Correa para el cuello Cefar. Pilas, Alcalinas de 1,5 V AA (2 unidades).