



# CHALECO PERINEAL ORLIMAN 1002 TALLA

Chaleco con sujeción perineal Orliman 1002. Permite posicionar al paciente en silla de ruedas o butaca. La banda perineal evita el deslizamiento hacia delante.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4768

**Precio:** €55.00

**Categorías:** [SUJECCIÓN Y POSICIONAMIENTO](#)

## Descripción

Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón abdominal unido a peto con hombreras y cincha perineal, en cuyos extremos posee cincha de ratier con pasador y sistema de cierre que permite regular la sujeción deseada. Medidas: (contorno total de persona y silla o butaca) Talla 1: 79 -168 cm Talla 2: 89-178 cm