



## CINCHA INFRAPATELAR PAD FIX SP110 ORLIMAN

Cincha infrapatelar SP110 de Orliman. Fabricada en velour y foam. Incorpora una almohadilla de silicona para mayor confort. Talla única.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 164

**Precio:** €26.00

**Categorías:** [ORTESIS DE RODILLA](#)

### Descripción

Produce una compresión en el tendón del cuadriceps justo por encima de su inserción en la tuberosidad de la tibia minimizando las fuerzas de tracción en su inserción. La almohadilla de silicona debido al contacto con la piel produce un efecto antideslizante, sin necesidad de una sobre-presión excesiva (evita la caída de la ortesis).

Indicaciones: Enfermedad de Osgood-Schlatter.