

# CINTURON SUJECCION A CAMA CON IMANES ORLIMAN 1010 TALLA



Cinturón de sujeción a cama Orliman. Fabricación nacional de gran calidad. Disponible en dos tallas. Cierre magnético de seguridad que solo puede abrirse mediante llave magnética.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 7872

**Precio:** €115.00

**Categorías:** [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

## Descripción

Fabricado en poliéster 100% y forro de rizo de algodón en su interior, el cinturón pélvico posee en sus laterales pasadores metálicos para incorporar las cinchas de regulación del rango de rotación del paciente. Sistemas de cierre magnéticos adaptados a estos arneses facilitarán la rápida y cómoda colocación del dispositivo evitando la manipulación por parte del propio paciente o personas no autorizadas. talla 1: 70-115 cm contorno talla 2: 115 - 140 cm contorno