

# COJIN ANTIESCARAS ANATOMICO DUOFORM C12A VISCO + GEL VARIAS MEDIDAS



Cojín antiescaras de gel + viscoelástico para pacientes de riesgo medio - alto de ulceración.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3630

**Precio:** €199.00

**Categorías:** [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

## Descripción

Lo último en el diseño de cojines para la prevención de úlceras por presión: innovadora combinación de dos tipos de gel y espuma de alta densidad para conseguir un cojín anatómico de óptima prevención de las úlceras por presión y que a la vez favorezca una buena estabilidad y proporcione confort. Los diferentes materiales se moldean a la vez, son totalmente solidarios entre sí de manera que no se mueven dentro de la funda del cojín. Nuevo concepto multidensidad: ZONA BLANCA: gel fluido de última generación, visco elástico y de menor densidad que garantiza un buen reparto de las presiones en las zonas de mayor riesgo: isquion y sacro. ZONA AZUL: gel fluido de mayor densidad para las partes del cuerpo con menor riesgo, para garantizar una buena estabilidad y el máximo confort. Medidas: C12A 42 x 42 cm 100 kg C12B 45 x 42 cm 120 kg