

COJIN ANTIESCARAS TECH HERRADURA OSL1110 ORLIMAN



Cojín antiescaras en forma de herradura con funda transpirable pero impermeable relleno de fibra hueca. Útil para la prevención básica de ulceraciones y alivio del dolor en zona del coxis, postparto, hemorroides...

[Saber Más](#)

Referencia: 5265

Precio: €37.90

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

Características Tejido soft, latex free, impermeable, transpirable, antimicrobiano Tejidos: Tejido: 100% Poliéster. Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano). Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada. Cintas: 100% Poliéster. medidas: 44cm x 44 cm x 11 cm de altura indicaciones: Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en general. Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital) Ayuda para cambios posturales. Fístulas y fisuras en el ano. Fístulas y otros procesos álgicos post-parto. Hemorroides. Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo prolongados en sedestación. Posibilidad de uso en sillas con inodoro. Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras zonas vulnerables/sensibles. Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o suelo pélvico