



COJIN DE AIRE AUTOMATICO ANTIESCARAS AIR CUSHION H9696 AD

Cojin de aire antiescaras automático AIR CUSHION. Cojin de alto confort ideal para la prevención de úlceras por presión para pacientes con riesgo bajo-medio.

[Saber Más](#)

Referencia: 4683

Precio: €66.90

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

El cojin se hincha solo, automáticamente, sin necesidad de una bomba, simplemente abriendo la válvula. Después de sentarse el usuario abre la válvula para desincharse, y el cojín va tomando la forma anatómica del usuario hasta que este encuentre el punto óptimo de confort y cierre de nuevo la válvula. Medidas del cojin: 41cm x 41cm