



COJIN MAXICONFORT HERRADURA GRAFITO

Cojín viscoelástico con forma de herradura para una mejor descarga de la zona del coxis. Funda de poliuretano fácil de limpiar. Se coloca con el orificio hacia detrás para descargar la zona del coxis y prevenir úlceras de presión.

[Saber Más](#)

Referencia: 1871

Precio: €75.00

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

EFFECTOS Y VENTAJAS: Antiescara, antibacterias, antihongos, antiolor, antiácaros. **COMPOSICIÓN:** EXTERIOR: Poliuretano Saniluxe INTERIOR: Espuma viscoelástica **MEDIDAS:** 42x42x8 **MANTENIMIENTO:** Funda lavable a mano o a máquina con detergente neutro, a 60º y suprimiendo el centrifugado. Se puede limpiar en seco. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía. No mojar la viscoelástica.