



## COJIN MAXICONFORT REDONDO AGUJERO 102160

Cojín circular viscoelástico con funda de poliuretano. Fabricado en espuma visco de calidad y funda impermeable pero transpirable. Permite una buena descarga de la zona del sacro. Color negro.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2293

**Precio:** €66.90

**Categorías:** [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

### Descripción

EFFECTOS Y VENTAJAS: Antiescara, antibacterias, antihongos, antiolor, antiácaros. COMPOSICIÓN: EXTERIOR: Poliuretano Saniluxe INTERIOR: Espuma viscoelástica MEDIDAS: 40x8 MANTENIMIENTO: Funda lavable a mano o a máquina con detergente neutro, a 60º y suprimiendo el centrifugado. Se puede limpiar en seco. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía. No mojar la viscoelástica.