

COJIN SEDESTACION ANTI ESCARAS CELDAS NEOPRENO C1 AD



Cojín de celdas de aire anti escaras de una válvula. Para pacientes con riesgo alto o muy alto de ulceración. Varias medidas.

[Saber Más](#)

Referencia: 1766

Precio: €239.00

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTI ESCARAS](#)

Descripción

El cojín de celdas de aire 'Basic Air', ha sido probado clínicamente su eficacia terapéutica, en la prevención de úlceras por decúbito. 7 CM de altura en cualquiera de las dos medidas. Células flexibles, conectadas entre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones, y facilitan la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en "laxpreme", fórmula especial a base de neopreno para conseguir un material moderno especialmente elástico y resistente. Fácil de limpiar y desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo con el peso de cada persona. Se suministra con una funda de poliuretano (impermeable y transpirable) y una bomba para hincharlo.