

# COLCHON AIRE ANTI ESCARAS EA 321 CON COMPRESOR



Colchón antiescaras con compresor de aire easy way EA321. Se coloca sobre el colchón y sucesivamente se va inflando y desinflando para prevenir la aparición de úlceras por decúbito. Su compresor permite graduar la presión del colchón en función del peso.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2150

**Precio:** €89.00

**Categorías:** [COLCHONES](#)

## Descripción

Equipo utilizado para la prevención de úlceras por presión, compuesto por un colchón hinchable y un compresor de aire regulable. Las células de aire del colchón, son hinchadas alternativamente por el compresor, proporcionando así un buen reparto de las presiones del paciente. Se ha de colocar encima del colchón que tengamos ya en la cama.