

# COLCHON COMBIFLEX 90X200 CON FUNDA SANITARIA AD954

Colchón antiescaras combiflex , viscoelástico de gran calidad 90 x 200 x 15 cm con funda sanitaria de poliuretano.



[Saber Más](#)

**Referencia:** 8022

**Precio:** €179.00

**Categorías:** [COLCHONES](#)

## Descripción

Colchón con espuma viscoelástica de system (de gran calidad, con muy buen poder de adaptación y efecto memoria) indicado para la prevención de aparición de úlceras por decúbito en pacientes de riesgo media-alto. Con canales que facilitan la circulación del aire Colchón de 200x90x15 cm. para la profilaxis de las úlceras de decúbito, previene la aparición de llagas en las personas encamadas durante largos periodos. Con base de espuma H.R. de alta densidad. La espuma viscoelástica de 80Kg/m3, con efecto memoria, es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo. Funda impermeable de poliuretano. Se suministra con funda integral impermeable y transpirable, de poliuretano hipoalérgico, anti-bacterias y anti-hongos. Con base antideslizante.