

# COLCHON DE AIRE CON COMPRESOR LIRA AD991

El colchón de aire LIRA (AD991) sirve para la prevención y tratamiento de pacientes encamados durante largos periodos de tiempo. Específico para pacientes con un riesgo bajo o medio. Extremadamente silencioso.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4434

**Precio:** €75.00

**Categorías:** [COLCHONES](#)



## Descripción

El colchón LIRA (AD991) es un sistema de compresor de aire alternante para prevención y tratamiento de la úlceras por presión. Ciclo alternante de 6 minutos para evitar las zonas de presión. Compresor potente y con un caudal de 8 litros por minuto. Compresor extremadamente silencioso. Características del producto: - Peso máximo del usuario: 100 kg - Medidas del colchón: 195x8x11 cm - Ancho compresor: 12 cm - Fondo compresor: 26 cm - Alto compresor: 8 cm - Peso del compresor: 1,10 kg