

# COLCHON DE POLIURETANO POLYPLOT 90X190X14 AD997A

Colc3n sanatorio de poliuretano con funda transpirable. Ideal para combinar con cama gala 2.

[Saber M3s](#)

**Referencia:** 5104

**Precio:** €185.00

**Categor3as:** [COLCHONES](#)



## Descripci3n

Para prevenir la aparici3n de 3lceras por presi3n, moldeado en espuma de poliuretano de Alta Resistencia de 40 Kg / m3 permite la ventilaci3n entre los bloques independientes, ayudando a mantener la piel seca y facilitando su oxigenaci3n. Los bloques de espuma acompa1an los movimientos del cuerpo minimizando la maceraci3n de la piel y los roces. Esquinas Redondeadas. Facilita la instalaci3n de trapecios o barandillas 12 cm Facilita el transporte y almac3n: ocupa menos volumen Suministrado con funda integral impermeable y transpirable, de poliuretano hipoal3rgico, anti-bacterias y anti-hongos peso m3ximo de usuario 130 kg para pacientes con riesgo de ulceraci3n medio o bajo