

# COLCHON DINAMICO DOMUS S APEX

El Domus S es la SEMP recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16894

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [COLCHONES](#)



## Descripción

El Domus S cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 16 celdas de 12,5 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Panel Asesor).